

Hydas

# XXL Rückenstützgürtel

STANDARD - einfache Stützkraft

Guter Halt bei Rückenschmerzen



Thermo

Weniger schwitzen,  
weniger frieren:  
temperatenausgleichendes  
Outlast®-Material



**XXL SIZE**



4 004128 060829

UDI-DI: 4004128060829

Passend für:

Taillenumfang

**140 - 170 cm**

2701EL1\_2105\_Sz

## RUS | Поддерживающий пояс XXL «стандарт», с OUTLAST®

### 1 | Объем поставки

1 x Поддерживающий пояс XXL «стандарт», с OUTLAST®  
Внимательно и полностью прочтите инструкцию по применению.



### 2 | Назначение:

Мышцы живота и спины активируются и поддерживаются внешним давлением (компрессия). Поддерживает позвоночник и способствует вертикальной позе.

- проблемы с диском
- радикулит
- люмбаго
- Перегрузка боли

Для частного использования.

### 3 | Противопоказания ⚠

При следующих заболеваниях использование бандажа возможно только после консультации с врачом:

- Кожные заболевания/повреждения на пораженной части тела, особенно при воспалительных явлениях, таких как отеки, покраснение и перегрев
- Расстройства чувствительности и моторики, например, при сахарном диабете
- Открытые раны и внутренние травмы
- аллергические реакции
- Маленькие дети и лица, которые не могут ощутить неудобное положение поддерживающего пояса

### 4 | Инструкция по безопасному использованию продукта ⚠

Сведения о побочных воздействиях на организм отсутствуют. Предполагается правильное использование/наложение. Неправильное использование исключает ответственность продукта.

- Если ремень безопасности слишком плотный или неудобный, немедленно удалите его!
- Поддерживайте ремни только по часам, не носите надолго!
- Если боли усилятся или Вы заметите необычные изменения своего состояния, срочно обратитесь к врачу.

### Не использовать:

- во время сна

### 5 | Примените задний ремень контура

Рис. 1: Держа поддерживающий ремень с застежкой на липучке (внутри) правой рукой завести его за спину. Сначала обе лямки с боков отвести от тела. Рис. 2: Сначала сверните в левую сторону, а затем вправо. Рис. 3: Затем закрепить застежку на липучке спереди на любом месте бандажа.

Рекомендация: носить поверх нижнего белья.

### 6 | Уборка

Закрывают липучки во время стирки, чтобы не повредить другие предметы белья. Уборка производится бытовой стиркой в соответствии с инструкциями по уходу.

## TR | Bel korsesi XXL «STANDART», OUTLAST® özellikli

### 1 | Teslimat kapsamı

1 x Bel korsesi XXL «STANDART», OUTLAST® özellikli  
Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.



### 2 | Kullanım amacı:

Karın ve sırt kasları, harici basınç (sıkıştırma) ile aktive edilir ve desteklenir. Omurluğil destekler ve dik duruşu destekler.

- disk sorunları
- sıyatik
- Lumbago
- Aşırı yük ağrısı

Özel kullanım için.

### 3 | Kontrendikasyonlar ⚠

Aşağıda sözü geçen hastalık tablolarından biri mevcutsa böyle bir yardımcı gerecin takılması ve kullanılması ancak doktorunuza danışarak yapılmalıdır:

- Vücutun etkilenen kısmındaki, bilhassa şişlik, kızarıklık ve aşırı ısınma gibi iltihaplı durumlardaki cilt hastalıkları / yaralanmalar.
- şeker hastalığından (Diabetes mellitus) kaynaklanan duyu ve hareket bozuklukları
- açık yaralar ve iç yaralanmalar
- alerjik reaksiyonlar
- Küçük çocuklar ve destek korsesinin kötü durması halinde dikkatleri üzerine çekmek istemeyen şahıslar

### 4 | Ürünün güvenli kullanımı için talimatlar ⚠

Ortezin usulüne uygun bir şekilde kullanılması şartıyla bugüne kadar vücudu tümden etkileyen bir yan etki bildirilmemiştir. Ürünün usulüne uygun kullanılması durumunda ürün sorumluluğu kabul edilmez.

- Destek kemeri çok sıkı veya rahatsız ediciyse derhal çıkarın!
- Kemerleri yalnızca saatlerce destekleyin, kalıcı olarak giymeyin!
- Şikayetlerinizin artması ya da kendinizde oluşan dışı değişiklikler fark etmeniz durumunda derhal doktorunuza başvurunuz.

### Kullanmayın:

- uyurken

### 5 | Arkaalıklı destek kayışını uygulayın:

Şekil 1: Bant tutturmalı destek korsesini (içten) sağ elinizde tutunuz ve arkanızdan geçiriniz. İlk önce her iki şerit vücutunuzun yanlarından kenarlara doğru çekiniz. Şekil 2: Sol tarafta ilk kat ve sonra sağdaki. Şekil 3: Ardından bantları önde bandajın herhangi bir yerine tutturunuz.

Öneri: iç çamaşırın üzerine giyin.

### 6 | Temizlik ve koruma bakımı talimatları:

Diğer çamaşırların zarar görmesini önlemek için yıkama esasında bağlantı elemanı kapatın.