

Hinweise zu Ersatzpads für EMS Smartmassager

Art.Nr. 4490.1.30



ACHTUNG!

- Verwenden Sie die Elektroden (Pads) ausschließlich für den Hydas EMS Smartmassager mit der Art.Nr. 4490.1.00, bzw. 4490.5.00.
- Beachten Sie unbedingt auch die Sicherheits- und Benutzungshinweise in der zugehörigen Anleitung!

- Knicken Sie die Pads nicht scharf.
- Nach der Anwendung die Pads wieder auf die Schutzfolie kleben.
- Um die Haftkraft der Pads so lange wie möglich zu erhalten, die Pads mit einem feuchten, staub- und flusenfreien Tuch reinigen.
- Die Pads sind Verschleißartikel. Wenn sie die Haftkraft verlieren, müssen sie durch neue Pads ersetzt werden.

Lieferumfang:

4 x Ersatzpad für die oben genannten Artikel

Pflege:


- Nicht am Kabel ziehen.
- Zum Abwaschen der Pads klares Wasser oder zum vorsichtigen Abwischen der Pads ein feuchtes fusselfreies Tuch verwenden. Keine Bürste oder Fingernägel benutzen, damit die Oberfläche der Elektrode nicht beschädigt wird.

Gewährleistungsbestimmungen:

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Adresse für Gewährleistung und Service:

Hydas GmbH & Co. KG
c/o atrikom fulfillment GmbH • Haagweg 12
65462 Ginsheim-Gustavsburg

 Hydas GmbH, Hirzenhainer Straße 3, 60435 Frankfurt, Deutschland
Tel.: +49 69 - 95406113 • Fax: +49 69 - 95406140 • e-Mail: info@hydas.de
<http://www.hydas.de>

4490130_GA_1810

Notes for your replacement-pads for Smart-Massager

Art.Nr. 4490.1.30



CAUTION!

- Use the electrodes (pads) only for the smart massager No.art. 4490.1.00 or 4490.5.00.
- Please take note of the corresponding instructions concerning safety issues and use.

- Do not make any sharp kinks in the electrodes.
- After use, stick the electrodes onto the backing film.
- In order to ensure that the electrodes adhere as long as possible, they should be cleaned carefully with a damp, lint-free cloth.
- Electrode Pads are designed to be replaceable, so when the electrodes do not adhere firmly, you must replace electrode-pads.

Product Contents:

4 x Replacement-pads for product as mentioned above.

Cleaning:

- Please do not pull the wire.
- Please use clear water to wash or use wet cloth (instead of facial tissue) to gently wipe up the electrodes when cleaning them. Do not use brush or fingernail to clean surface of the electrodes to avoid scratching them.

Warranty Terms:

The following are excluded from the warranty: all defects caused by improper handling, damage or unauthorised attempts to repair. The same applies for normal wear.

Address for warranty and service:

Hydas GmbH & Co. KG
c/o atrikom fulfillment GmbH • Haagweg 12
65462 Ginsheim-Gustavsburg

Notes concernant votre patchs de remplacement

Art.Nr. 4490.1.30



ATTENTION!

- Utilisez l'électrodes (patchs) exclusivement pour l'appareil avec le réf. article 4490.1.00 et 4490.5.00.
- Faites attention aux avis de sécurité et d'emploi correspondantes.

- Patchs ne se plient pas avec force.
- Après l'utilisation, veuillez remettre les films de protection.
- Pour obtenir une bonne force d'adhérence des patchs aussi longtemps que possible, nettoyez les électrodes avec un chiffon humide, non pelucheux et sans poussière.
- Les électrodes sont des consommables. Lorsque les électrodes perdent leur pouvoir d'adhérence, il faut les remplacer.

Étendue de la livraison:

4 x Patchs de remplacement

Nettoyage:

- Ne pas tirez brutalement sur le cordon.
- Pour le lavage des patchs utilisez uniquement de l'eau et essuyez les patchs avec un chiffon humide non pelucheux. N'utilisez aucune brosse ou vos ongles pour éviter d'endommager la surface de l'électrode.

Dispositions relatives à la garantie:

Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à des endommagements ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Adresse en cas de garantie et de réparations:

Hydas GmbH & Co. KG
c/o atrikom fulfillment GmbH • Haagweg 12
65462 Ginsheim-Gustavsburg

Notes voor uw vervanging-pads

Art.Nr. 4490.1.30



OPGELET!

- Gebruik de elektroden (pads) uitsluitend voor de apparaat met de artikel nummer 4490.1.00 en 4490.5.00.
- Let op de veiligheidsinstructies en de instructies over gebruik in de betreffende gebruiksaanwijzing.

- Pads niet scherp knikken.
- Na het gebruik de pads weer op de beschermfolie plakken.
- Om de kleefkracht van de pads zo lang mogelijk te bewaren, de pads met een vochtige, stof- en pluisvrije doek reinigen.
- De elektroden zijn aan slijtage onderhevige artikelen. Als de elektroden hun kleefkracht verliezen, moeten ze door nieuwe pads worden vervangen.

Leveringspakket:

4 x Vervanging-pads

Reinigen:

- Niet aan het snoer trekken
- Voor het afwassen van de pads schoon water of voor voorzichtig afwissen van de elektroden pads een vochtig niet pluizend doekje gebruiken. Geen borstel of vingernagels gebruiken, zodat het oppervlak van de elektrode niet beschadigd wordt

Garantievoorwaarden:

Alle gebreken die ontstaan door onvakkundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen, zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Adres voor garantie en service:

Hydas GmbH & Co. KG
c/o atrikom fulfillment GmbH • Haagweg 12
65462 Ginsheim-Gustavsburg