

Hinweise zu Ihren Ersatzpads für TENS-Geräte | Art.Nr. 4513.1.30

⚠ ACHTUNG!

- Verwenden Sie die Elektroden (Pads) ausschließlich für die Hydas Reizstromgeräte mit den Artikelnummern 4507.1.00, 4513.1.00 und 4519.1.00.
- Beachten Sie unbedingt auch die Sicherheits- und Benutzungshinweise in der zugehörigen Anleitung!

- Knicken Sie die Pads nicht scharf.
- Nach der Anwendung die Pads wieder auf die Schutzfolie kleben.
- Um die Haftkraft der Pads so lange wie möglich zu erhalten, die Pads mit einem feuchten, staub- und flusen freien Tuch reinigen.
- Die Pads sind Verschleißartikel. Wenn sie die Haftkraft verlieren müssen sie durch neue Pads ersetzt werden.

Lieferumfang:

8 x Ersatzpad für die oben genannten Reizstromgeräte

Pflege:

- Beim Herausziehen den Stecker festhalten, nicht am Kabel ziehen.
- Zum Abwaschen der Pads klares Wasser oder zum vorsichtigen Abwischen der Pads ein feuchtes fusselfreies Tuch verwenden. Keine Bürste oder Fingernägel benutzen, damit die Oberfläche der Elektrode nicht beschädigt wird.

Gewährleistungsbestimmungen:

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Beratungshotline:

Tel.: +49 69 - 95406124* (Mo. - Fr. 8:30-17:00 Uhr)

*0-30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Adresse für Gewährleistung und Service:

Hydas GmbH & Co. KG
c/o aatrikom fulfillment GmbH • Haagweg 12
65462 Ginsheim-Gustavsburg

 Hydas GmbH, Hirzenhainer Straße 3, 60435 Frankfurt, Deutschland
Tel.: +49 69 - 95406113 • Fax: +49 69 - 95406140 • e-Mail: info@hydas.de
<http://www.hydas.de>

4513130_GA_1605

Notes for your replacement-pads | Art.Nr. 4513.1.30

⚠ CAUTION!

- Use the electrodes (pads) only for the TENS machine with articlenumber 4507.1.00, 4513.1.00 und 4519.1.00.
- Please take note of the corresponding instructions concerning safety issues and use.

- Do not make any sharp kinks in the electrodes.
- After use, stick the electrodes onto the backing film.
- In order to ensure that the electrodes adhere as long as possible, they should be cleaned carefully with a damp, lint-free cloth.
- Electrode Pads are designed to be replaceable, so when the electrodes do not adhere firmly, you must replace electrode-pads.

Product Contents:

8 x Replacement-pads for the TENS machines as mentioned above.

Cleaning:

- Hold the plug when pulling it out. Please do not pull the wire.
- Please use clear water to wash or use wet cloth (instead of facial tissue) to gently wipe up the electrodes when cleaning them. Do not use brush or fingernail to clean surface of the electrodes to avoid scratching them.

Warranty Terms:

The following are excluded from the warranty: all defects caused by improper handling, damage or unauthorised attempts to repair. The same applies for normal wear.

Hotline:

Tel.: +49 69 - 95406124* (Mon. - Fri. 8:30 a.m. - 17:00 p.m.)

*Calls subject to a charge.

Address for warranty and service:

Hydas GmbH & Co. KG
c/o aatrikom fulfillment GmbH • Haagweg 12
65462 Ginsheim-Gustavsburg

 Hydas GmbH, Hirzenhainer Straße 3, 60435 Frankfurt, Germany
Tel.: +49 69 - 95406113 • Fax: +49 69 - 95406140 • e-Mail: info@hydas.de
<http://www.hydas.de>

Notes concernant votre patches de remplacement | Art.Nr. 4513.1.30

⚠ ATTENTION!

- Utilisez l'électrodes (patches) exclusivement pour l'appareil TENS avec le réf. article 4507.1.00, 4513.1.00 und 4519.1.00.
 - Faites attention aux avis de sécurité et d'emploi correspondantes.
-
- Patches ne se plient pas avec force.
 - Après l'utilisation, veuillez remettre les fils de protection.
 - Pour obtenir une bonne force d'adhérence des patches aussi longtemps que possible, nettoyez les électrodes avec un chiffon humide, non pelucheux et sans poussière.
 - Les électrodes sont des consommables. Lorsque les électrodes perdent leur pouvoir d'adhérence, il faut les remplacer.

Étendue de la livraison:

8 x Patches de remplacement pour l'appareil TENS comme indiqué plus haut.

Nettoyage:

- Ne pas tirez brutalement sur le cordon.
- Pour le lavage des patches utilisez uniquement de l'eau et essuyez les patches avec un chiffon humide non pelucheux. N'utilisez aucune brosse ou vos ongles pour éviter d'endommager la surface de l'électrode.

Dispositions relatives à la garantie:

Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à des endommagements ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Service de conseil:

Tel.: +49 69 - 95406124* (Lundi -Vendredi de 8:30 à 17:00 h)

*Appel payant

Adresse en cas de garantie et de réparations:

Hydas GmbH & Co. KG
c/o atriKom fulfillment GmbH • Haagweg 12
65462 Ginsheim-Gustavsburg

 Hydas GmbH, Hirzenhainer Straße 3, 60435 Frankfurt, Allemagne
Tel.: +49 69 - 95406113 • Fax: +49 69 - 95406140 • e-Mail: info@hydas.de
<http://www.hydas.de>

Notes voor uw vervanging-pads | Art.Nr. 4513.1.30

⚠ OPGELET!

- Gebruik de elektroden (pads) uitsluitend voor de TENS apparaat met de artikel nummer 4507.1.00, 4513.1.00 und 4519.1.00.
 - Let op de veiligheidsinstructies en de instructies over gebruik in de betreffende gebruiksaanwijzing.
-
- Pads niet scherp knikken.
 - Na het gebruik de pads weer op de beschermfolie plakken.
 - Om de kleefkracht van de pads zo lang mogelijk te bewaren, de pads met een vochtige, stof- en pluisvrije doek reinigen.
 - De elektroden zijn aan slijtage onderhevige artikelen. Als de elektroden hun kleefkracht verliezen, moeten ze door nieuwe pads worden vervangen.

Leveringspakket:

8 x Vervanging-pads voor de TENS apparaat zoals hierboven vermeld.

Reinigen:

- Bij het uittrekken de stekker vasthouden, niet aan het snoer trekken.
- Voor het afwassen van de pads schoon water of voor voorzichtig afwassen van de elektroden pads een vochtig niet pluizend doekje gebruiken. Geen borstel of vingernagels gebruiken, zodat het oppervlak van de elektrode niet beschadigd wordt.

Garantievoorwaarden:

Alle gebreken die ontstaan door onvakkundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen, zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Hotline:

Tel.: +49 69 - 95406124* (ma - vr 8:30-17:00 uur)

*Niet gratis

Adres voor garantie en service:

Hydas GmbH & Co. KG
c/o atriKom fulfillment GmbH • Haagweg 12
65462 Ginsheim-Gustavsburg

 Hydas GmbH, Hirzenhainer Straße 3, 60435 Frankfurt, Duitsland
Tel.: +49 69 - 95406113 • Fax: +49 69 - 95406140 • e-Mail: info@hydas.de
<http://www.hydas.de>